


Especificaciones Técnicas

Requerimientos para el dispensario médico de sede

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION |
|--|--------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Destructor y/o incinerador de agujas.  | <p style="text-align: center;">1</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: CA 110V±10%, 60 Hz±1Hz /220V±10%, 50Hz±1 Hz. • Método de fusión: Derretir con baja presión, temperatura elevada. • Tiempo de trabajo: Puede destruir continuamente alrededor de 240 tome la jeringa de 20ml cuerpo como referencia • El ruido de trabajo: ≤50 dB • Chip de electrodo de tensión de trabajo: CA 8V • Alimentación: < 130VA • Chip de electrodo de protección contra sobrecalentamiento Temperatura: 85°C • Dimensiones de la unidad: 27cm*22cm*23cm, la única unidad de peso bruto 3.0 Kg. |

- **Esfigmomanómetro de pared**



I

- Rango de indicación: de 0 a 300mmHg
- Precisión: ± 3 mmHg
- Subdivisión: 2 mmHg
- Cable de 3,5m de alcance
- Tamaño caja: 50,5 x 47,5 x 18,5 cm
- Sistema de Aire: puño con velcro
- Pera insufladora en goma con válvula

INCLUYE:

- Equipo
- Brazaletes
- Pera insufladora

- **Nevera de vacunas.**



I

- Nevera para vacunas
- 1 puerta
- Capacidad 2,5 ft³
- Rango de temperatura 5 °C (41 °F) 2.5 Cu. Pies Capacidad
- Una puerta de oscilación de cristal, la derecha con bisagras, no reversible
- Regulador de temperatura del microprocesador
- Exhibición de la temperatura de Digitases
- Alarmas audibles y visuales de la temperatura del cielo y tierra
- Contactos de la alarma alejada
- Temperatura media del ciclo: 41°F (5°C)
- Tres estantes ajustables (dos llenos, una mitad)
- Cerradura de puerta afinada
- Junta magnética de la puerta para el sello positivo
- Nivelación de las piernas
- Puerto de acceso de la punta de prueba (3/8 ")
- Exterior de la capa del polvo
- Aislamiento de alta densidad del gabinete de la espuma de uretano
- refrigerante CFC-libre (R134a), aislamiento de la espuma y empaquetado
- Refrigerador de la farmacia/registros del juego de herramientas y de la temperatura del congelador
- Partes de dos años y garantía de trabajo, más una garantía de tres años adicional de las piezas del compresor

- Zafacón rojo para desechos biomédicos



I

- Zafacón mediano para desechos biomédicos color rojo

Jaura Houand

Firma y sello del responsable del área

