



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: _____14-08-23_

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: GC LAB DOMINICANA SRL

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: *NO APLICA*

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 130831238

4. RPE del Oferente: 20738

5. Domicilio legal del Oferente: AV JOHN F KENNEDY, ESQ ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA OFIC 220 SANTO DOMINGO DN

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: *MARIA HORTENSIA YUSTIZ*Dirección: *AV JOHN F KENNEDY, ESQ ORTEGA Y GASSET, PLAZA METROPOLITANA OFIC 220 SANTO DOMINGO*Números de teléfono y fax *829-5478979*Dirección de correo electrónico: VENTAS@GCLAB.COM.DO;
MYUSTIZ@GCLAB.COM.DO

E L M I C R Ó T O M O E S E N C I A L

LEICA RM2125 RTS

MICRÓTOMO MANUAL




Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIOSYSTEMS

LEICA RM2125 RTS MICRÓTOMO MANUAL

Corte las secciones de alta calidad de las que depende un diagnóstico detallado. El micrótomomo manual Leica RM2125 RTS cuenta con las funciones esenciales para un seccionado seguro y económico, además de ofrecer flujos de trabajo optimizados.



- 1 Sistema de orientación de $\pm 8^\circ$
- 2 Dos pasos de recorte para un manejo eficiente

LA CALIDAD ES FUNDAMENTAL

Al cortar secciones del tejido de un paciente, desea que cada sección cuente. El micrótomos manual Leica RM2125 RTS utiliza los elementos esenciales de la probada tecnología Leica para ofrecer cortes de alta calidad en un producto económico de accionamiento manual.

- › Precisión: Un mecanismo de avance preciso equivale a cortes rigurosos
- › Estabilidad: PowerBase minimiza la vibración durante el corte
- › Seguridad: El innovador portacuchillas y la pinza portamuestras permiten alinear el filo con el bloque de forma segura

LA SEGURIDAD ES FUNDAMENTAL

Puesto que usted no desea poner en riesgo la seguridad, el micrótomos manual Leica RM2125 RTS tampoco. Mediante la combinación de los elementos esenciales de manejo intuitivo y las características de seguridad avanzada, el micrótomos manual Leica RM2125 RTS ayuda a los usuarios a trabajar de forma más segura en cada turno.



1 Micrótomos manual Leica RM2125 RTS con estabilidad PowerBase

- › Solo lo esencial: Solo con las funciones más importantes, así se reduce la complejidad y se simplifica el manejo
- › Adaptable a cada preferencia: la posibilidad de elección de la función de retracción y el sentido de giro del volante de avance macro hacen que el micrótomos se adapte a cada usuario
- › Diseño pensado para la seguridad: Un volante de mano de manejo suave, protecciones de seguridad incorporadas y una forma redondeada con reposabrazos que minimiza la fatiga durante el corte

LA PRODUCTIVIDAD ES FUNDAMENTAL

Sin tiempo que perder, un corte eficiente es vital para la productividad general del laboratorio. El micrótomos manual Leica RM2125 RTS posee las características fundamentales para una realización de cortes altamente productiva.

- › Puesta en marcha eficiente: Un cambio rápido de la pinza portamuestras y un sistema de orientación de $\pm 8^\circ$ del cabezal portamuestras permiten una colocación rápida de cualquier bloque
- › Manejo eficiente: Dos pasos de desbaste en 50 μm (macro) y 10 μm (fino) permiten producir cortes de forma más ágil y rápida
- › Uso eficiente del espacio: Guarde las herramientas esenciales y los accesorios en la parte superior del micrótomos para que sean fácilmente accesibles y ganar espacio en el banco



2 Pinza portamuestras de intercambio rápido

MICRÓTOMO MANUAL LEICA RM2125 RTS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL	
RANGO DE AJUSTE DEL ESPESOR DE CORTE:	0,5-60 µm
AVANCE HORIZONTAL TOTAL DE LA MUESTRA:	25 mm
DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA MUESTRA:	59 mm
RETRACCIÓN DE LA MUESTRA:	ON/OFF aprox. 20 µm
SENTIDO DE GIRO DEL VOLANTE DE AVANCE MACRO:	Seleccionable por el usuario
ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA:	XY-±8°
DESBASTE:	10 µm, 50 µm
DIMENSIONES	
DIMENSIONES (AN X P X AL):	438 mm x 472 mm x 265 mm (17,24 x 18,58 x 10,43 in)
PESO (SIN ACCESORIOS):	29 kg (63,9 lb)

Especificaciones técnicas sujetas a modificaciones. El micrótomos manual Leica RM2125 RTS se ha diseñado y fabricado conforme a los requisitos de la norma IEC.

Leica Biosystems, una empresa internacional con una sólida red de servicios a clientes de todo el mundo. Para obtener información de contacto detallada de su oficina de ventas o distribuidor más cercano, visite nuestro sitio web: [LeicaBiosystems.com](https://www.LeicaBiosystems.com)

Leica Biosystems es un líder mundial en soluciones de flujos y automatización. Como única empresa con flujo de trabajo desde la biopsia hasta el diagnóstico, estamos posicionados singularmente para romper las barreras entre cada uno de estos pasos. Nuestra misión "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives (Avanzamos en el diagnóstico del cáncer, mejoramos vidas)" está en el núcleo de nuestra cultura empresarial. Nuestros artículos fáciles de usar y sistemáticamente fiables ayudan a mejorar la eficacia del flujo de trabajo y la confianza en el diagnóstico. La empresa está representada en más de 100 países. Dispone de centros de fabricación en nueve países, organizaciones comerciales y de mantenimiento en 19 países, y una red de distribuidores internacional. La empresa tiene su sede en Nussloch, Alemania. Visite [LeicaBiosystems.com](https://www.LeicaBiosystems.com) para obtener más información.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
COMPRA MENOR No. PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0120

MICROTOMO ROTATIVO PARA LA PGR

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS OFERTADOS

ESPECIFICACIONES	CUMPLIMIENTO
Diseño ergonómico.	CUMPLE
Dimensiones compactas.	CUMPLE
Mecanismo de alimentación de precisión mecánica.	CUMPLE
Rueda manual de funcionamiento especialmente suave.	CUMPLE
Cambio rápido de abrazadera con una sola mano	CUMPLE
Cambio fácil de muestras.	CUMPLE
Orientación de las muestras universal 8°, rotatorio 360°.	CUMPLE
Retracción de la muestra durante el viaje de regreso, puede apagarse en dos etapas de ajuste mecánico (10um/30um) .	CUMPLE
Mecanismo de micrómetro de precisión con carcasa cerrada.	CUMPLE
intervalo de grosor de sección:	CUMPLE
0.5 hasta 60 um	CUMPLE
Desde 0 hasta 2 um en incrementos de 0.5 um	CUMPLE
Desde 2 hasta 10um en incrementos de 1um	CUMPLE
Desde 10 hasta 20um en incrementos de 2um	CUMPLE
Desde 20 hasta 60um en incrementos de 5um	CUMPLE
indicación del grosor de la sección en la ventana indicadora.	CUMPLE
Avance macro manual mediante rueda gruesa.	CUMPLE
Alineación horizontal de las muestras en general 28mm.	CUMPLE
Orientación fácil con operación y posicionamiento en cero con una sola mano	CUMPLE
Bandeja para desechos de cortes espaciosa.	CUMPLE
Elementos de operaciones ergonómicamente optimizados para su uso no agotador	CUMPLE
Placa de almacenamiento removible integrada.	CUMPLE
Avance macro manual mediante rueda gruesa.	CUMPLE
La garantía mínima es de un año la misma debe incluir el mantenimiento técnico en las piezas del equipo	CUMPLE

Además el equipo cumple con

Rueda de avances de contrapesos con dispositivo de bloqueo para seguridad

Freno inferior

Sistema mecánico libre de mantenimiento



Santo Domingo, Julio 12 2023

A: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Atn. Comité de Compras y Contrataciones

Ref: PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0120

Estimados Señores:

La presente tiene como finalidad informarles que GC LAB DOMINICANA SRL en su carácter de representante de LEICA, casa fabricante del MICROTOMO DE ROTACION MANUAL ofrecido en este proceso, está en capacidad de ofrecer el soporte técnico especializado de alta calidad y profesionalismo que nuestros clientes requieren, contando para ello con técnicos e ingenieros entrenados en fábrica y asesores reconocidos en el ámbito nacional, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento y performance de los sistemas.

El soporte técnico por nosotros ofrecido nos compromete a prestar los siguientes servicios:

- Instalación y puesta en marcha de los equipos y sistemas
- Entrenamiento operativo en la utilización de estos equipos y sistemas

La Garantía para este equipo tendrá una duración de doce (12) meses a partir de la fecha de instalación o 13 meses después de la salida de fábrica, lo que ocurra primero

Esta garantía comprende:

- Mantenimientos preventivos
- Mantenimientos correctivos en un lapso no mayor de 7 días.
- Suministro de repuestos

Una vez finalizado el período de garantía, ofrecemos adicionalmente contratos de mantenimiento especialmente diseñados de acuerdo con las necesidades de los clientes, que incluyen:

- Amplio stock de repuestos en el país
- Tiempo de respuesta de hasta 4 días hábiles
- Importación de repuestos en 10 días hábiles

GC LAB DOMINICANA, S.R.L.
RNC: 130831238
Av. John F Kennedy, Plaza Metropolitana, Ofic. 220
Santo Domingo DN, Republica Dominicana
Tlf +1 829 5478979



Es muy importante resaltar que garantizamos la reparación, así como el suministro de repuestos, piezas y partes de los equipos y sistemas por nosotros representados por un periodo no menor de siete (7) años, luego de vencido el período de garantía.

El equipo tienen un tiempo estimado de entrega de 4 a 6 semanas, una vez colocada la orden de compra

Estamos ofreciendo 30 días de crédito una vez entregada la factura

Esta oferta estará vigente por 40 días una vez abierto el sobre con la oferta

Sin más a que hacer referencia y quedando a sus gratas órdenes, se despide

Muy Atentamente,

Lic Maria Hortensia Yustiz
Gerente General

